

АППАРАТ РЕАНИМАЦИОННЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛР
«АРКА»



АППАРАТ ДЛЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА «АРКА»

Предназначен для автоматического проведения непрямого массажа сердца (НМС) пациентам с остановкой сердца и дыхания.

Представляет собой роботизированное устройство, заменяющее спасающего (врача, фельдшера, спасателя) при выполнении НМС, что позволяет освободить руки спасающего для проведения других необходимых манипуляций, а также для поддержания постоянного качества НМС (стабильных параметров глубины и частоты компрессий). При этом существенно повышается вероятность не только спасения жизни пациента, но и сохранения его дееспособности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Службы скорой медицинской помощи (СМП), медицины катастроф, службы спасения различных ведомств, отделения больниц, клиник, госпиталей, военная медицина.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА «АРКА»

Адаптивное управление ускорением и торможением двигателя в зависимости от ригидности грудной клетки пациента

Быстрое и точное позиционирование Аппарата на пациенте благодаря лазерному целеуказателю

Непрерывная работа Аппарата от двух полностью заряженных батарей не менее 92 мин

Дополнительная батарея в комплекте



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА «АРКА»

Опорная пластина выполнена из рентгенопрозрачного композитного материала и оснащена улавливателями замковых соединений

Замковые соединения с демпферами минимизируют динамические люфты и снижают уровень шума при работе Аппарата

Боковые стойки Аппарата с возможностью вертикального или горизонтального хвата

Удобный, эргономичный и функциональный рюкзак для переноски Аппарата



РЮКЗАК ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ АППАРАТА



КОМПЛЕКТАЦИЯ РЮКЗАКА

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА «АРКА»



ОПТИЧЕСКИЙ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ



ВАКУУМНАЯ ПРИСОСКА ДЛЯ
ДЕКОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ



ЭРГОНОМИЧНАЯ СИСТЕМА
УСТАНОВКИ И УДЕРЖАНИЯ
АППАРАТА

вертикальный хват



горизонтальный хват

НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА



РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ И УДЕРЖАНИЯ АППАРАТА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

РЕМНИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РУК ПАЦИЕНТА



БАТАРЕЯ

Время непрерывной Автономной работы
не менее 92 мин



СТОЙКА БОКОВАЯ

УСИЛЕННЫЕ И
НАДЕЖНЫЕ ЗАМКИ



РЕМЕНЬ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
ПАЦИЕНТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ



АППАРАТ ДЛЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА «АРКА»

Три режима проведения СЛР:

«15:2»	15 сжатий грудной клетки пациента, за которыми следует пауза для двух вдохов
«30:2»	30 сжатий грудной клетки пациента, за которыми следует пауза для двух вдохов
«CONT»	непрерывные сжатия грудной клетки пациента



15/2

30/2

CONT

АППАРАТ ДЛЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА «АРКА»

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок функциональный «АРКА»	1 шт.
Пластина опорная	1 шт.
Комплект присосок вакуумных одноразовых (включает две присоски вакуумные)	1 компл.
Комплект батарей перезаряжаемых (включает две батареи перезаряжаемые)	1 компл.
Комплект адаптера сетевого (включает адаптер сетевой и шнур сетевой)	1 компл.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Присоска вакуумная одноразовая	1 шт.
Батарея перезаряжаемая	1 шт.
Устройство зарядное	1 шт.
Кабель внешнего питания (для подключения устройства зарядного к бортовой сети 12-24 В);	1 шт.
Ремень для фиксации руки пациента «АРКА»	2 шт.
Ремень для переноски «АРКА»	1 шт.
Ремень стабилизирующий «АРКА»	1 шт.
Сумка-рюкзак «АРКА»	1 шт.

АППАРАТ ДЛЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА «АРКА»



Условия эксплуатации и хранения:

Средний срок службы аппарата	не менее 5 лет
Ожидаемый срок службы аппарата	8 лет
Степень защиты	IP 43
Температурный диапазон • эксплуатации	от -5 °C до +41 °C от -20 °C до -5°C в течение не менее 1 часа от +41°C до +50°C в течение не менее 20 мин
• хранения	от -20°C до +60 °C

Разработки, производство и сервис осуществляются на площадях компании «МЕДПЛАНТ» в ОЭЗ Технополис «Москва»

АППАРАТ ДЛЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА «АРКА»

Технические характеристики:

Глубина компрессий	53 ± 3 мм
Частота компрессий	105 ± 5 уд. /мин.
Тип батареи	Li-ion
Размеры грудной клетки пациента: • высота • ширина	от 170 до 305 мм не более 450 мм
Время непрерывной работы:	Не менее 92 минут от 2-х аккумуляторов, ёмкостью 3200 мАч
Габаритные размеры в сумке –рюкзаке	620х350х230 мм
Масса аппарата в собранном виде	7,9 кг





Москва, Волгоградский пр-т 42, корп.5, Технополис «Москва»,
Тел.: +7 (495) 223 66 38, +7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru